

## PYTANIA I ODPOWIEDZI 1

### Pytanie 1:

Czy zamawiający **wyrazi zgodę na wydzielenie do osobnego niezależnego pakietu produktu** aktualnie znajdującego się w Pakiecie 1, poz. 22.

"Gaziki z włókniny polipropylenowo-celulozowej, do oczyszczania skóry, nasączone alkoholem izopropylowym 70% gaziki o wymiarach 32,5mm x 30mm złożone i 65mm x 30mm rozłożone, pakowane każdy pojedynczo. Wyrób medyczny"

**oraz dopuści możliwość zaproponowania przez Naszą firmę**

**Gazik do dezynfekcji skóry przed iniekcjami**, pakowany pojedynczo, nasączony 70 % alkoholem izopropylowym saszetka w rozmiarze 7cm x7 cm, gazik złożony trzykrotnie, wielkość gazika po rozłożeniu **9 x 12cm** wykonany z wysokogatunkowej 70g włókniny

**100 sztuk w opakowaniu**

**Wyrób medyczny klasa I**

### **ODPOWIEDŹ:**

**Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ**

### Pytanie 2

Czy zamawiający **wyrazi zgodę na wydzielenie do osobnego niezależnego pakietu produktu** aktualnie znajdującego się w Pakiecie 1, poz. 23.

Chusteczki do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni o działaniu antybakteryjnym.

Zawierające w swoim składzie jako substancje aktywne: 1 – propanol i 2 – propanol.

Nadające się do dezynfekcji foteli (np. stomatologicznych, ginekologicznych). Spektrum działania B,F,Tbc,V (Adeno, Papowa, Rota) ma możliwość późniejsze uzupełnienie. Wyrób medyczny

**oraz dopuści możliwość zaproponowania przez Naszą firmę**

Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, **rozmiar 17 x 23**

**cm**, nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem. konfekcjonowane **po 100 sztuk w opakowaniu (tuba)-** . Spektrum działania

bakterie, Tbc, grzyby, drożdże, wirusy (w tym Polio i Adeno) w czasie do 1minut. Wyrób medyczny klasa IIa

Po przeliczeniu= 54 sztuki tub

### **ODPOWIEDŹ:**

**Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ**

### Pytanie 3

Czy zamawiający **wyrazi zgodę na wydzielenie do osobnego niezależnego pakietu produktu** aktualnie znajdującego się w Pakiecie 1, poz. 24.

Chusteczki do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni o działaniu antybakteryjnym.

Zawierające w swoim składzie jako substancje aktywne: 1 – propanol i 2 – propanol.

Nadające się do dezynfekcji foteli (np. stomatologicznych, ginekologicznych). Spektrum

działania B,F,Tbc,V (Adeno, Papowa, Rota) ma możliwość późniejsze uzupełnienie. Wyrób medyczny

**oraz dopuści możliwość zaproponowania przez Naszą firmę**

Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, **rozmiar 17 x 23 cm**, nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem. konfekcjonowane **jako wkład do tuby 100szt-** . Spektrum działania bakterie, Tbc, grzyby, drożdże, wirusy (w tym Polio i Adeno) w czasie do 1minut.  
Wyrób medyczny klasa IIa  
Po przeliczeniu= 270 sztuk wkładów

**ODPOWIEDŹ:**

**Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ**